


Precaución General

- A** Tener el tubo fuera del alcance de los niños.
- B** Evitar que el líquido del tubo, sea ingerido o contacte con los ojos o mucosas.
En su caso, llamar a un médico
- C** No introducir el tubo o el tapón verde en el ano.
- D** No abrir el tapón blanco, en caso de pérdida de líquido, cambiar por otro tubo.
- E** En caso de menstruación, hemorroides o contaminación con orina, no puede efectuarse esta prueba.
- F** Efectuar el muestreo inmediatamente después de defecar.

FOB Gold[™] Tube REF 11561

A.D. S&M Mod. DK, 415 Version 1.0/19



Procedimiento de recogida de la muestra para la determinación de sangre en Heces

1**Consejo**

Colocar papel higiénico en la parte interna del sanitario.

**2****Consejo**

Sentarse al contrario, y defecar encima del papel higiénico.

**3**

Desenroscar el tapón verde.



Pinchar en 3 sitios distintos de las heces, introduciendo sólo la punta con las muescas en las heces.



Colocar de nuevo el tapón verde dentro del tubo y volver a enroscar para cerrarlo. Una vez cerrado, agitar el tubo.



Conserve el tubo en la nevera y devuélvalo lo antes posible al Hospital.

**4****5****6**